

# Product news

**STERIKING®**

U 7

**Steriking® Helix u**

 STEAM=DARK LOT 0908  
134°C - 3,5 MIN. / 121°C - 15 MIN.  
keine Verfärbung

nicht ausgesetzter Indikator

 STEAM=DARK LOT 0908  
134°C - 3,5 MIN. / 121°C - 15 MIN.  
leichte Verfärbung

nur Temperatur erreicht/keine Dampfdurchdringung bzw. Luftentfernung

 STEAM=DARK LOT 0908  
134°C - 3,5 MIN. / 121°C - 15 MIN.  
nur Verfärbung 1./2. Logo

unzureichende Dampfdurchdringung bzw. Luftentfernung

 STEAM=DARK LOT 0908  
134°C - 3,5 MIN. / 121°C - 15 MIN.  
mittlere und leichte Verfärbung

Dampfdurchdringung und Inertgas existierten zur gleichen Zeit

 STEAM=DARK LOT 0908  
134°C - 3,5 MIN. / 121°C - 15 MIN.  
komplette Verfärbung

Sterilisationsprozess gelungen, minimale Farbänderung analog Musterlogo oder kräftiger



Michael Ludwig  
Sterilisationsbedarf  
Athener Weg 21  
D-30982 Pattensen